






# COMPARACIÓN DE LOS EXTRACTORES DE LECHE

	Harmony™ Pump & feed set	Swing™	Swing Maxi™	Freestyle™
				
<b>Características</b>				
Peso   Tamaño	118 g   24×19×8,5 cm	200 g sin pilas   12×13×5,7 cm	220 g sin pilas   12×13×5,7 cm	370 g con batería recargable 12×9×5,8 cm
Uso	Ocasional	A menudo	Frecuente	Para todas las situaciones
Tipo	Extractor de leche manual	Extractor de leche eléctrico simple	Extractor de leche eléctrico doble	Extractor de leche eléctrico doble
2-Phase Expression®	✓	✓	✓	✓
Función de memoria	–	–	–	✓
Pantalla digital retroiluminada	–	–	–	✓
Temporizador	–	–	–	✓
Funcionamiento con batería opcional	–	✓ 1 hora de extracción	✓ 1 hora de extracción	✓ 3 horas de extracción (recargable)
Sin BPA	✓	✓	✓	✓
Limpieza sencilla	✓	✓	✓	✓
<b>Accesorios</b>				
Almacenamiento de la leche	✓ 1 biberón para leche materna	✓ 1 biberón para leche materna	✓ 2 biberones para leche materna	✓ Bolsa conservadora con elemento refrigerante y 4 biberones para leche materna
Bolsa de transporte	–	–	–	✓ Bolso elegante para llevar todo lo necesario para el extractor de leche de una forma segura
Embudos Personal fit™	Embudos disponibles en 5 tamaños para garantizar la comodidad y una extracción eficaz. Todos los extractores de leche de Medela incluyen un embudo de talla mediana (24 mm).			
Alimentación	Exclusiva solución de alimentación de leche materna Calma. Incluye biberón para leche materna y tapa multifunción.			